



SOLUNUM NEMLENDİRİCİ
(High Flow Nasal Cannula)
NeoHiF SERİSİ



NeoHiF Serisi, sıcak Air-O₂ karışımı ile yüksek akış & tam nemlendirme yolu ile hastalar için etkili solunum tedavisi sağlar.

Hastanın oksijen seviyesini hızla artıran doğru oksijen konsantrasyonu sağlamak, hava yolu mukosilyer kıllarının normal çalışmasını artırır.



- **Daha yüksek akış aralığı**

Akış hızının 80 L/ dak'ya yükselmesi sayesinde, terapi esnasında nazofarenksin nemlendirilemeyen ölü alanını yıkayarak terapi etkinliği max. seviyeye çıkarır.

- **Daha geniş çiy noktası ısı regülatörü**

Düşük seviye ayarlanabilir başlangıç sıcaklığı, 29°C ila 37°C arasında ayarlanabilir, bu sayede ısı intoleransı olan daha fazla hastalara uyumluluğu artırır



- **Benzersiz akıllı sesli alarm**

Yapılandırılabilir sesli uyarı/çalışma istemi, cihazı ev ortamında kullanan hastalar için daha uygun hale getirir.

- **Oksijen sensörü**

Sarf malzemesi olmayan oksijen sensörü, tekrarlanan yenilemeyi önler, kullanım maliyetini azaltır.



- **SpO₂ modülü (isteğe bağlı)**

Kan oksijen doygunluğunu ve terapinin gerçek zamanlı izlenmesini sağlar, nabız hızını doğru bir şekilde izler.

- **Hemşire çağrısı**

Profesyonel hemşire çağrısı, tıbbi kurumlar için merkezi alarm yönetiminin ihtiyaçlarını karşılamak içindir.

- **PM2.5 filtresi**

Toz kirliliğini etkili bir şekilde önler, solunum ve akciğer enfeksiyonunu önler, hasta sağlığının korunmasını garanti eder.



SOLUNUM NEMLENDİRİCİ İÇİN KLİNİK UYGULAMALAR

Hafif ila orta derecede
solunum yetmezliği
Solunum güçlüğü sendromu

Ekstübasyondan sonra sıralı tedavi
Yardımlı endoskopik operasyon
Kardiyotorasik cerrahi

Kardiyojenik pulmoner ödem
Pulmoner fibröz
Hafifletici tedavi

Yaygın olarak kullanıldığı yerler:

Hastaneler

Toplum Sağlığı Merkezleri

Evde Bakım

Teknik Özellikleri

Model	NeoHiF-i7	NeoHiF-i5
Tedavi Modu	YÜKSEK AKIŞ MODU, DÜŞÜK AKIŞ MODU	
FiO ₂	%21-%100 (Otomatik)	%21-%100 (Manuel)
Çiy noktası ısı aralığı	29°C – 37°C Sürekli ayarlanabilir	29, 31, 34, 37°C Dört seviye
Akış Aralığı	Akış hızı 2-80L/dk	
İzlenen Parametreler	Sıcaklık, Akış hızı, Oksijen konsantrasyonu, Solunum frekansı	
	İsteğe bağlı: SpO ₂ , Nabız hızı	
Eğilim Grafiği	1, 3, 7 günlük eğilim incelemesi	
Sesli Alarm	Standart	
Oksijen Sensörü	Sarf malzemesi değildir	
Hemşire Çağrısı	Standart	Yok



YETKİLİ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Lmed Tıbbi Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

İkitelli OSB Mah. Giyim Sanatkarları İş ve Tic. Merkezi 2.Ada

C Blok No:124 Başakşehir / İstanbul

Telefon: +90 212 523 00 74

Faks: +90 212 523 02 33

Web: www.lmed.com.tr

Mail: info@lmed.com.tr

HEYER

MEDICAL AG

ŞİRKET GENEL MERKEZİ

HEYER Medical AG

Carl-Heyer-Str. 1/3, 56130 Bad Ems, Almanya
www.heyermedical.de

HEYER Medical AG

Carl-Heyer-Str. 1/3

56130 Bad Ems

Almanya

Tel : +49 2603 791 0

Faks: +49 2603 791

200

info@heyemed.com

HEYER Medical Co., Ltd.

No.10, Chaobai Street, Yanjiao Development Zone

065201, Sanhe City, Hebei

Çin

Tel: +86 10 5841 11 98

Faks: +86 10 6371 8989

marketing@heyemed.com